

# Proxident Bitstöd

## Metodbeskrivning



**Proxident Bitstöd** avlastar trötta käkar och underlättar för den som utför munvård på någon annan.

1. Förklara för personen du ska hjälpa vad du tänker göra.
2. Sätt bitstödet på ditt pekfinger/långfinger och placera det mellan tandraderna på ena sidan. Personen kan på så vis vila käkarna på bitstödet under munvården.
3. I vissa fall kan personen vara delaktig i munvårdssituationen genom att själv hålla i bitstödet.

### Tips!

Sätt en Proxident greppring storlek large på den delen av bitstödet som ska placeras mellan tänderna. På så vis blir ytan att bita på mjukare och glider mindre.

Rengör Proxident Bitstöd i destilleringsvätska eller i diskmaskin (max 90° C).

# Proxident

Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se www.proxident.se VAT no 556867-5564

