

ALLEVYN Life - Ny generation av förband

Designad för patienten...

...se fördelarna av patientdriven utveckling

ALLEVYN Life:

- ✓ Den anatomiska formen säkrar, att förbanden formar sig efter kroppens konturer och sitter bättre på plats^{1,2}
- ✓ Den unika flerlayersupbyggnaden säkrar, att patienten känner sig bättre skyddad mot stötar och bidrar till att fördela tryck⁸
- ✓ Inkapslingslagret minimerar risken för läckage och absorberer lukt (*in vitro test*)⁶
- ✓ Maskeringslagret minskar synligheten av sårvätska⁵




Utformad med fyra lobar för säker passform^{1,2}

- Unik design med fyra lobar och en bred kant
- Formar sig efter kroppens konturer och gör det möjligt för patienterna att duscha^{1,2,3}
- Förbandet sitter på plats, optimerar förbandsbyten och minimerar onödig förbrukning⁴

Uppbyggd i flera lager för maximalt skydd

- ALLEVYN Life:s unika flerlayersupbyggnad försäkrar att patienten känner sig bättre skyddad mot stötar och bidrar till att fördela trycket⁸
- Upplevs ge bra skydd mot stötar och slag⁹




Den inkapslande kärnan ger patienten trygghet

- Utmärkt vätskehantering under tryck⁶
- Förebygger läckage, vilket skapar trygghet⁶
- Absorption av lukt vid (in vitro) test på representativa sammansättningar⁷

Maskeringslager för patientens självförtroende

- Maskeringslagret minimerar den visuella effekten av att kunna se sårvätska igenom förbandet (in vitro)⁵
- Bytesindikator optimerar antalet förbandsbyten och minimerar onödig förbrukning⁴



Produktsortiment

Artikel nummer	Produkt	Storlek (cm)	Antal per förpackning
66801067	ALLEVYN Life Small	10.3cm x 10.3cm (93cm ²)	10
66801068	ALLEVYN Life Medium	12.9cm x 12.9cm (146cm ²)	10
66801069	ALLEVYN Life Large	15.4cm x 15.4cm (211cm ²)	10
66801070	ALLEVYN Life X-Large	21cm x 21cm (392cm ²)	10
66801306	ALLEVYN Life Sacrum Small	17.2cm x 17.5cm (235cm ²)	10
66801307	ALLEVYN Life Sacrum Large	21.6cm x 23cm (386cm ²)	10
66801304	ALLEVYN Life Heel	25cm x 25.2cm (545cm ²)	5

Referenser

1. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Mepilex™ Border. 2. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, comparative volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and Biatain™ Silicone. 3. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 011, Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressing and from Open, prospective randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D; August 2010. 4. Stephen-Haynes *et al*, An appraisal of the clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013. 5. Smith & Nephew data on file report DS/12/129/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border. 6. Smith & Nephew data on file report DS/12/130/DOF Simulated wound model testing of ALLEVYN Life and Mepilex Border. 7. Smith & Nephew data on file report DS/12/127/DOF Odour reducing properties of ALLEVYN Life. 8. Smith & Nephew data on file report DS/12/185/DOF Impact protection properties of ALLEVYN Life, Mepilex Border and Biatain Silicone. 9. OR-DOF/024 - An open, prospective, randomised, volunteer trial to assess ALLEVYN Life. dressings in terms of volunteer's perception of protection.

*Testet på Mepilex Border

Wound Management
Smith & Nephew AB
Kråketorpsgatan 20
431 22 Mölndal
Sverige

www.smith-nephew.com
www.allevynlife.com

*Varumärke från Smith & Nephew
© Smith & Nephew Januar 2014
14-01467-SE

T +46 (0) 31 746 58 00
F +46 (0) 31 87 05 31